

UP

PROFESSIONAL USE

医療と介護のトータルヘルスケア

 **白十字株式会社**

〒171-8552 東京都豊島区高田 3-23-12
<http://www.hakujuji.co.jp>

ヘルスケア製品

介護に力を入れている病院・施設の現場スタッフ
と協力しながら、よりよい排泄ケアのシステム化
を目指して生まれた商品です。

お問い合わせは


 **白十字**

Dcare system

Dケアシステム

ケア(介護)は人間関係の究極の姿であり、
その本質は人を思いやる心、
すなわちD(デリカシー)にある。

白十字はそう考えます。



デリカシーを追求する形、
白十字はそれを「Dケア」と名付けました。
「Dケア」とは、介護される側の立場に立って考えること。
とりわけ「排泄ケア」は最もデリカシーが必要とされるだけでなく、
「介護の質」を左右する最も大切なケアであると言えます。
白十字は、「おむつを使わずに済む排泄ケア」を理想と考えています。
でも、どうしても使わざるを得なくなった人のために、少しでもベターな環境を実現したい。
より質の高い介護環境も、しかもコスト・作業のバランスもとれた仕組み。
そんな環境を実現するため、
新しい介護の仕組み＝「Dケアシステム」をご提案してまいります。



白十字がDケアシステムを通じて
ご提案していること



介護の最新トレンドや、
現場で役立つ実践的なノウハウを
ご提供しています。

全国各地で開催する「Dケアセミナー」、毎年開催する「介護の日Dケアセミナー」をはじめ、各施設・病院様個別の勉強会などのご要望にもお応えしています。セミナーでは白十字のノウハウはもちろん、外部講師をお招きして幅広い情報のご提供に努めています。



オリジナルの介護情報誌を通じ、
現場・経営者双方の目線で情報をお届けしています。

現場で活躍する皆様はもちろん、施設経営者の方々にもお読みいただけるよう、介護の知識に関する情報や施設経営に関する情報を網羅してお届けしています。
介護保険制度の変革など、その時々で注目度の高いテーマが満載です。独自の情報源としてぜひご活用ください。




施設様オリジナルの
排泄ケアプラン作成サービス、
おむつ診断を実践しています。

白十字では、ご利用者の排泄状況に応じて、それぞれに最適な排泄ケアプランをご提案していますが、ご提案をするにあたって、まず「おむつ診断」を実施しています。
事前ヒアリングの中で、多尿・拘縮など問題を抱えている方をピックアップし、事前研修、そして泊まり込みの尿量計測・実地研修を踏まえて、現状を把握しながら、最適かつオリジナルな排泄ケアプランをご提案しています。

排泄ケアの定期的な見直しを
サポートしています。

おむつ診断を通じてオリジナル排泄ケアプランをご提案しても、入所されている方の状況が変わると、ご提案したプランでは不都合が生じる場合も出てきます。
そんな状況をできるだけ早く防ぐため、弊社ではご要望に応じて導入後のアフターメンテナンスを実施しています。弊社からの出荷数量をもとに、使用枚数が急に増減していないかをチェックし、問題がありそうな状況をすばやく察知、対応しています。
必要以上に吸収量のあるパッドを使用していたケースや、反対に吸収量が足りないため、パッドの使用量が増えていたケースなどを確認できた実績があります。



「日常生活自立度」を目安にして 想定されるケア・最適な商品をお選び頂けます。

本カタログでは、商品選択の目安として「日常生活自立度(寝たきり度)」を採用しています。
それぞれの自立度に応じて想定されるケアをはじめ紙おむつのタイプ、お困りの事例など、最適な商品の選択にご活用ください。

日常生活自立度

生活自立 ランクJ

何らかの障害等を有するが日常生活はほぼ自立しており独力で外出する

- 交通機関等を利用して外出する
- 隣近所なら外出する

準寝たきり ランクA

屋内での生活はおおむね自立しているが介助なしには外出しない

- 介助により外出し日中はほとんどベッドから離れて生活する
- 外出の頻度が少なく日中も寝たり起きたりの生活をしている

寝たきり

ランクB

屋内での生活は何らかの介助を要し日中もベッド上での生活が主体であるが座位を保つ

- 車椅子に移乗し食事、排泄はベッドから離れて行う
- 介助により車椅子に移乗する

ランクC

1日中ベッド上で過ごし排泄、食事、着替において介助を要する

- 自力寝返りをうつ
- 自力では寝返りも出来ない

転倒予防ケア

転倒を防ぐにはとっさの一步を出すためのトレーニングが効果的です。身体の機能だけでなく、脳と身体の反射を高めることで脳の活性化も図ることができます。⇒8ページ

必要なケアから商品を選ぶ

「今、その方に必要なケア」はどのようなケアですか？
多様なケアをサポートする商品から必要なものをお選びください。

感染対策・衛生ケア ⇒38~40ページ

感染を防ぐには、感染経路を知ることがなにより重要です。持ち込まない、持ち出さない、拡げないことの重要性を理解して、感染の拡大を防ぎましょう。⇒11ページ

スキンケア ⇒13・15・17・22・23・24・25・26ページ

褥瘡がある方への排泄ケアは、「創に尿・便を触れさせないこと」です。創のケアには保湿環境を保つことのできるドレッシング材を使用します。⇒10ページ

褥瘡ケア ⇒37ページ

腰痛予防(職員向け)対策 ⇒34ページ

移乗やおむつ交換をはじめ、腰に負担のかかりやすい介護現場のお仕事。職場やご自宅で簡単にできる腰痛予防体操をご紹介します。⇒12ページ

口腔ケア ⇒36ページ

口腔機能の低下は誤嚥性肺炎などのリスクを伴います。口腔ケアによって衛生的なケアはもちろん、口腔機能を向上させることが重要です。⇒35ページ

テープ止めタイプ(場合によりフラットタイプ) ⇒23・24ページ ⇒30ページ

パンツタイプ ⇒25・26ページ

パッドタイプ ⇒13~22ページ

軽度失禁用品 ⇒33ページ

水様便への対策 ⇒23ページ

水様便はおむつ・パッドでは吸収できないため、おむつの外に逃がさないような機能を持ったものを選ぶことがポイントになります。⇒18ページ

座位での失禁への対策 ⇒16ページ

座位の場合はおむつ・パッドに体圧がかかるため吸収しづらくなります。吸収速度・拡散性の高いものを選択することがポイントです。

タイプから商品を選ぶ

お身体の状態・症状に応じて、紙おむつのタイプからお選びください。1つのタイプの中にも高機能なものから標準的な機能の商品まで取り揃えています。

困った時の対応商品

排泄ケア

パッドタイプ

スキンケア	■ P.Uサルバフレヌケア自立支援パッド	13
スキンケア	■ P.Uサルバフレヌケア	15
スキンケア	■ P.Uサルバオーバーナイト	17
■ P.Uサルバパッド男女共用		19
■ P.Uサルバワイドパッド		19
■ P.Uサルバパッド男性用		20
■ P.Uサルバオーバーナイト男性用		20
褥瘡ケア	■ P.Uサルバ尿吸収シート	21
スキンケア	■ サルバ尿とりパッドパンツ用	22
■ P.Uサルバパッドスーパー		22

テープ止めタイプ

スキンケア	■ P.Uサルバ安心Wフィット	23
スキンケア	■ P.Uサルバ安心Wフィット高吸収タイプ	24
■ 応援介護テープ止めタイプ		24

パンツタイプ

スキンケア	■ P.UサルバDパンツやわらかスリム	25
スキンケア	■ サルバDパンツしっかりガード	26
■ 応援介護パンツタイプ		26
■ P.Uパンツタイプ紙おむつ		26

パッド専用ホルダー・T字帯・シート

■ サルバおしりピットリパンツ	27
■ ティージーパンツ	29
■ サルバケアシート	29

フラットタイプ・カバー

■ 応援介護フラットタイプ	30
■ サルバLLD	30
■ P.Uサルバフラットタイプギャザー付き	30
■ P.Uサルバフラットタイプデイ&ナイト	30
■ サルバカバー	30

軽失禁用品

■ サルバお肌にやさしい吸水パッド	33
-------------------	----

腰痛(関節痛)対策

■ 腰痛ベルト	34
■ サポーター	34

口腔ケア

■ 口腔ケア用品	36
----------	----

褥瘡ケア

■ ドレッシング材	37
-----------	----

感染対策・衛生ケア

■ 衛生用品	38
■ 消毒用タオル	39
■ ガーゼ	40
■ 包帯	40

排泄
ケア

口腔
ケア

褥瘡
ケア

感染
対策
衛生
ケア

想定されるケアと対応する商品

排泄
ケア

Care Point 自立支援介護

自立支援介護とは“より主体性のある生活、より選択権のある生活、そしてよりQOLの高い生活を用意するプロセスを進めること”です。そして自立とは他人の手を借りることなく、自分の自由な意思により生活できる状態を指します。そのような状態へ導くことを目指すことを考えなければなりません。


監修
順天堂大学 保健看護学部 講師
博士(医療福祉学)
藤尾 祐子 先生



在宅看護、高齢者施設でのチームケア、地域ケアネットワーク、ケアマネジメントを専門領域とし、要介護高齢者の自立に向けた研究を行っている。

基本ケア (水分・食事・排便・運動)


高齢者ケアには基本的なケアが存在し、それを確実に実践することでほとんどのADLの問題が解決に向かいます。それを“基本ケア”と呼びます。基本ケアは全ての人々が健康に生きていくための要素です。水をちゃんと飲み、食事をきちんと摂取し、規則正しい便通がある。そして運動をする。基本ケアとは健康体をつくりだすためのケアそのものであると言えます。



1 1日1500ml以上の「水分」を

水分は高齢者の体の50%を占めており、細胞の生命活動を「支配」しているとも言えるほどに重要なものです。水分は不足することで意識(覚醒)レベル、身体的な活動レベル共に下がります。

水は生命の源



人間の身体において水分は、1日に2400ml~2800mlの出入りがあります。尿として1500mlの排出があるため、飲水から1500mlの摂取が必要になります。まずは1500ml以上の水分摂取を目標にしてください。

水の出入り

排泄量 (ml)	摂取量 (ml)
尿 1,500	飲水 1,500
不感蒸泄 700~1,000	食事 700~1,000
便 200~300	燃焼水 200~300
2,400~2,800	2,400~2,800


(注)
・不感蒸泄:呼吸(呼吸)の水分を含む
・燃焼水:栄養素が燃焼することで発生する水分

1日に必要とする水分をきちんとケアできるようになっていくと、多くの問題は確実に解決へ向かい始めます。反対に水分をきちんと摂って意識レベルが上がらない限り、その他の基本ケアには着手すらすることができません。それほどまでに水分が人間の体に与える生理的な影響は非常に大きいのです。

2 常食化への取り組み

自立支援介護における“食事”とは、常食を目指すことにあります。そしてまず重要なのが口腔機能であり、咀嚼と運動です。咀嚼することで唾液は分泌され、噛み砕かれ飲み込むことができます。

口腔機能



常食化への取り組みに際してよく聞かれる“むせ”の不安については、実は常食化することで解消されていきます。むせの原因は「噛まないこと」「水分の不足」「食事介助のタイミング」「食事の際の姿勢」「義歯の不適合・不使用」の5つです。

噛まないこと

常食が噛む回数が多くなるため、むせにくい



食事の際の姿勢

足底が床についていないと咀嚼運動(咬合力)が低下する



水分の不足

意識レベルの低下が口の動きを悪くする




食事介助のタイミング

利用者の咀嚼・嚥下のタイミングとのズレ



義歯

合わない義歯や、必要だが義歯を使わない利用者は、むせが多くなる。




結果的に誤嚥性肺炎が一番遠く、むせの少ない安全な食事の条件は、常食であること、水分をしっかりと補給していること、自分で食べてもらうこと、姿勢が正しいこと、義歯がしっかり調整されていることとなります。


3 排泄自立

「排泄」をどう自立へ促すか。それにはまず当然ながら「尿失禁の改善」そして「下剤をなくす」ことが必要です。排尿と排便がコントロールできるようになればトイレでの排泄は可能になります。そしてその時に重要なキーワードとなるのが「水分」と「活動」です。尿失禁率と水分摂取量との関連性を調べると「水分をしっかり摂れば尿失禁は減る」ということがデータに出ています。また歩行距離が長いグループほど尿失禁率が低く、歩行距離が短いグループは尿失禁率が高くなる傾向も出ています。

尿失禁率と水分摂取量




尿失禁率と歩行距離



尿失禁を改善するためには「水分摂取量」「意識レベル」「食事摂取量」「活動量(歩行距離・屋内屋外歩行・外出頻度)」「日中排尿回数」をターゲットとしてケアを行う必要があります。下剤使用をなくすための方法。それはとてもシンプルです。まず一旦下剤を中止することです。そうすることで「この方の状況に影響しているのは何か?」を把握できます。そうしてから排便に影響を及ぼす要因である「生活リズム、食事の形態、食物繊維、水分、定時排便、座位排便、運動」を改善していきます。

下剤撲滅運動



ケアのシステム化

システム化することで、展開が可能に

生活の数値化

「スタッフの感覚」から「共有可能なデータ」に

「介護のプロフェッショナル」足り得るために必要な仕事

4 歩行自立

歩行が自立することはトイレへの排泄にもつながります。排泄のところで見たとおり、歩行距離は尿失禁率とも相関関係があります。歩行自立のプログラムは座位の安定、つかまり立ち、介助による歩行、自立歩行へと移行していきます。

歩行自立プログラム 車椅子脱却運動


椅子テスト ・5~10秒座位安定 ⇒ 椅子

5秒つかまり立ち ・可能なら直ちに歩行練習
・不可なら立位練習

歩行方法 ・3人介助 ⇒ 2人介助 ⇒ 1人介助
・U字 ⇒ シルバーカー ⇒ 杖 ⇒ 付き添い

歩行距離 ・トイレ ⇄ トイレ前 ⇒ ホール ⇒ 自室
・屋内コース (70~150m)
・屋外コース (150m~2km)

歩けなくなる原因の大半は筋力低下ではありません。体が歩き方を忘れていたことが原因であることが多いのです。ですから歩行自立の第一歩は、「歩き方を思い出す」ことです。



歩行が自立することはトイレでの排泄はもちろん、食事・入浴・着替え・家事など日常生活の自立につながります。まさにそれが「他人の手を借りることなく、自分の自由な意思により生活できる状態」だと言えます。

文献 竹内孝仁:介護力向上講習会①水 介護は水に始まり、水に終わる。東京:公益社団法人全国老人福祉施設協議会,2012:31
竹内孝仁,藤尾祐子:おむつを外し尿失禁を改善する一歩:排泄自立の理論と実践- 東京:簡井書房,2011
竹内孝仁:胃ろうよさようなら-明日はおスシを食べたいこー 東京:簡井書房,2011

文献 藤尾祐子:介護施設での「自立支援介護」のためのツール作成に関する研究.国際医療福祉大学大学院医療福祉学研究所博士課程修士学位論文(全134頁).東京,2012
藤尾祐子,井上善行,小平めぐみ,野村晴美,竹内孝仁:全入所者常食摂取への挑戦.自立支援介護学 Vol.4 No.2 124-132.東京,2011.日本自立支援介護学会

知っておきたい！ 高齢者の身体状況

高齢者は加齢に伴って身体機能が徐々に衰えてきます。ここでは特に、排泄に関するものを取り上げてご紹介します。日々の排泄ケアを行う上での注意点としてご確認ください。



加齢に伴う、身体の変化

**のどの渇きを
感じにくい**

水分摂取量が
不足しがちになる

高齢者は感覚器官の衰えから、のどの渇きを感じにくくなります。また、嚥下(えんげ)機能が衰えてくると、水分を摂取する事に対して抵抗感を持つ場合もあります。その影響で、水分の摂取量が不足しがちになってきます。

**体内の
水分が
少ない**

**脱水症状を
起こしやすい**

さらに、高齢者は筋肉が少なくなっています。体内の水分は、おもに筋肉に含まれているため、体内の水分量が少ないということになります。そのため、脱水症状を引き起こす危険性が高まります。

**腎機能が
低下し
尿が薄くなる**

**排尿回数が
増加する**

加齢に伴って腎機能が低下することで、尿が薄くなります。つまり、1回の排尿で出す老廃物が減ってくるため、排尿の回数を増やして、体内の老廃物を排出しようという身体の動きが起ります。

**排尿の速度が
遅くなる**

**吸収体まで届かず、
体をつたってモレやすい**

健康的な成人と異なり、高齢者の尿は勢いがなくチョロチョロと排出されます。そのため、紙おむつの吸収体まで尿が届かずに、体を伝うようにしてモレが発生しやすくなります。

高齢者の排尿機能と失禁



排尿機能の障害

排尿のしくみ

尿は1日に約1~1.5L腎臓で作られ、尿管を通して膀胱にたまります。膀胱は通常、約200~300mlの尿を蓄えることができます。この、尿を膀胱にためる働きを蓄尿(ちくによ)う)機能、尿を体外に出す働きを排尿機能と言います。加齢を始めとする様々な要因によって、蓄尿機能・排尿機能が低下してくると、頻尿や尿失禁といった症状が出現してきます。

蓄尿機能の障害

尿は膀胱にたまっている間は、尿道が水道の蛇口のように閉まってモレないようになっています。ですが、尿道を閉める筋肉の力が低下してくると、咳をしたり重い物を持った時などにモれてしまうことがあります。これは、出産を経験した女性に多く見られるケースです。また、通常だと膀胱に200~300mlたまるとトイレにいきたくなるのが、膀胱に100mlぐらいしか溜まっていないのにトイレにいきたくなったり、反対に膀胱が勝手に収縮して失禁につながる場合があります。

排出機能の障害

排出機能とは、たまった尿を体外へ排出するための機能ですが、膀胱が収縮しなくなったり、前立腺肥大で尿道が圧迫されるなどが原因で、膀胱にたまった尿を出し切ることが出来なくなってきます。尿閉塞と言われる、尿道が開かない場合も同様です。

その他

蓄尿・排出機能に障害がなくても、運動機能に問題があったり、認知症などが原因でトイレまで行くことができなくて、モレにつながる場合もあります。

転倒予防

骨折・転倒は要支援・要介護となる原因の上位にランクされており^{※1}、対策が必須です。転倒の原因や状況などを理解し、適切な予防対策を講じましょう。

監修
東京農業大学
地域環境科学部教授
博士(身体教育学)
上岡 洋晴 先生



介護現場において、レクリエーションを通じて楽しみながらできる転倒予防体操を提唱。転倒予防医学研究会の世話人を務めている。

高齢者の転倒 主な原因

① 病気による影響

歩行が不安定になるパーキンソン病や、移動する力があまりないのに歩き回ろうとしてしまう認知症などの病気があると、転倒しやすくなります。

② 薬による影響

薬の副作用による目まいやふらつきで、転倒することがあります。特に抗うつ薬や睡眠導入薬、抗不安薬を服用している人には注意が必要です。また、1日に5種類以上の薬を飲んでいる人では、薬の複合的な影響により転倒しやすくなる場合があります^{※2}。

③ 加齢による体の変化

筋力やバランス能力が低下して、転倒しやすくなります。そのほかに白内障で色の違いがはっきり見えなくなり、物に引っかかって転倒することがあります。また、耳が遠い人も周囲の状況がわかりづらいため、転倒しやすくなります。

④ 転倒しやすい環境

廊下や床などの水気で滑りやすいところはもちろんですが、整理整頓がされていないところで物につまづいたり、段差のあるところ、床の材質が変わる境目付近などが要注意です。

転倒しやすいシチュエーション

トイレへ急いでいるとき、ベッドから降りるとき、車いすに乗るときなどが転倒しやすいケースです。また、転ぶ方向は前方への転倒が約6割を締めています。

	転ぶ方向のパターンと傷害(骨折)の部位		
転倒方向	前方への転倒 (約6割)	側方への転倒 (約2割)	後方への転倒 (約2割)
傷害の部位	手首の骨折、足首の骨折など	太ももの骨折、手首・肩の骨折など	頭部外傷(死亡)、腰・胸の圧迫骨折など
必要なステップ	前へのとっさの一步	横(左右)へのとっさの一步	後へのとっさの一步


自分でできる具体的な訓練を

転倒予防のための体操

高齢者は転倒しそうになったときにバランスをとったり、素早く前後または左右に“とっさの一步”が出にくくなることで、転んでしまいます。日頃から“とっさの一步”を出すための体操を取り入れましょう。

① 椅子の立ち座り

立つ・椅子に座るという垂直の動きを繰り返すことで、太ももやお尻の筋肉を鍛えます。



② つま先上げ

つま先の上げ下ろしを繰り返す、つま先を上げる前脛骨筋(すね)を鍛えます。この筋力が弱いと、地面や床の少しの隆起部分でも足が引っかかりやすくなります。



③ 階段上り

階段を上ることで、太ももやお尻の筋肉を鍛えます。膝などが痛い場合は下りは省略しても構いません。



④ 変速歩行

はじめに4歩速く歩き、その後ゆっくりと4歩歩くことを繰り返します。ゆっくり歩くと片足で体を支える時間が長くなり、バランス力と脚力が鍛えられます。

出典 ※1 厚生労働省「平成22年国民生活基礎調査」 ※2 倉沢高志、他:高齢高血圧患者における転倒の危険因子.日本医事新報.3698.46-47.1995

CarePoint スキンケア

おむつの中は「便・尿・汗」によって高温・多湿・アルカリ性になりやすく、肌トラブルの発生リスクが高くなります。肌の構造とリスク軽減のための手段を把握しておくことが必要です。

監修
埼玉メディカルセンター
看護師長
皮膚・排泄ケア認定
看護師
関根まゆみ先生



皮膚・排泄ケア認定看護師として現場で活躍。アジア慢性期医療学会などでの講演活動も精力的にこなしている。

CarePoint 褥瘡ケア

褥瘡は予防ケアがとても大切で、“褥瘡は予防に勝る治療はない”といわれています。皮膚の変化を見逃さず、万が一できた場合にも、外力の排除と適切な処置で早く治していきましょう。

スキンケアとは？

スキンケアは皮膚の生理機能を良好に維持・向上させるためのケアのことです。その中には予防的なケアと治療的なケアとがあります。

予防的スキンケア

- 脆弱な皮膚の低下した生理機能を補うスキンケア
- 皮膚障害を予防するスキンケア

治療的スキンケア

- 障害を起した皮膚の治癒を促進する環境の調整

スキンケアの方法には、保清、保湿、保護、3つの視点があります。皮膚の状態をアセスメントして、皮膚の状態にあった方法を選択することがポイントです。

保清 汚れを除去
洗浄剤

保湿 乾燥からの防御
保湿剤

保護 刺激要因からの防御
撥水剤・被膜剤・ドレッシング材

皮膚表面の pH 値と肌トラブル

皮膚の生理機能のうちスキンケアに関わるものとしては、角質層のバリア機能と静菌・緩衝作用があります。皮脂膜は pH4~6 の弱酸性を保ち、皮膚のアルカリ化を防ぎます。7 を超えてアルカリ性に傾くほどスキントラブルの発生リスクが高まります。尿や便は皮膚に対してアルカリ性の刺激を与えます。



スキントラブルへの備え

おむつは失禁がなくても着用そのものが皮膚に悪影響を及ぼしやすいので、pH 値を弱酸性にコントロールするものなど、スキンケアを意識した商品を選びましょう。白十字ではサルバ弱酸性シリーズをラインナップしています。

適切なおむつの選択と使用

- 失禁量に対して、適切な吸収性をもつおむつを選択
- 体型・ADL・交換頻度に合ったおむつの選択
- 漏らさない、重ねない、引っ張らない、締め付けない
- 排泄がなくても1日1回交換

スキンケアの注意事項

頻回の洗浄を避ける

- ・洗浄は1日1~2回まで
- ・低刺激の洗浄剤で優しく洗う
- ・洗浄剤を残さず、洗浄後水分は押拭き

洗浄時以外の時は、摩擦を与える拭取りをしない


- ・肛門清拭剤やベビーオイルなどを使用
- ・肌触りの良いガーゼ・不織布やおしり拭き用タオルを使用

サルバ弱酸性シリーズ



褥瘡の好発部位

褥瘡の好発部位は、姿勢によってそれぞれマットレスに接触している骨の突出部位が好発部位になっています。好発部位を中心に全身の皮膚を観察し、褥瘡を早期発見していくことが必要です。



外力の排除

外力の排除のためには“ポジショニング”と圧抜きポイントになります。



◆頭部から足側へ介入すること

体位変換時は頭部を変換する方向へと向けることで、意識を向けることができ、スムーズな体位変換ができます。

◆身体をねじらない

体軸がずれていたり上半身と下半身が反対を向いたりしないような注意が必要です。

◆基底面を広げる

体の側面だけでなく上肢下肢を使って基底面を広げることで安定感が増し、リラックスできます。

◆隙間を埋める

身体には凹凸がありますから凹んでいる部分に隙間ができます。その隙間にクッションをあてがい、体圧を分散させます。

◆骨突出部を接触させない

ポジションを整えた後で、身体とマットレスの間に手を入れて、耳介部、肩峰突起部、大転子部、腸骨部、仙骨部、腓骨骨頭部、外踝部、踵部などの確認をしながら圧抜きをします。

◆ずれを取り除く

身体とクッションなどの間に手を入れてずれを取り除くことで同時に、かかっている体圧を抜くこともできます。


◆身体どうしを接触させない

例えば膝同士とが接触していると褥瘡は発生しやすくなります。拘縮などでくっついてしまう場合には柔らかいクッションをはさむなどの対応をしてください。

頭側挙上時のずれ防止は大転子とベッド頭側のリクライニングポイントとを合わせる必要があります。



リクライニングポイントより下に大転子が来ると、ずり下がってしまいますので、少し上目くらいが良いでしょう。



頭側挙上の前に、ベッド足側のリクライニングポイントを挙上させます。リクライニングポイントと膝の位置が合わない時は、膝下にクッションを挿入しましょう。

頭側挙上をすると体圧上昇や摩擦・ずれが生じ、体がマットレスにはりついたような状態になって苦しいため“背抜き”を行います。これらの対策を取った上で、やはり最後にはご本人に対してその状態が「安楽であるか確認する」ことを忘れてはなりません。こちらが良いと思ったポジショニングも、安楽な姿勢でなければご本人自身で動いてしまい圧迫やズレが発生するからです。

■白十字の褥瘡ケア用品



Care Point 感染対策・衛生ケア

感染症の被害を最小限にするためには、普段から感染予防対策を徹底して行うことが必要です。予防効果を高め、感染の拡がりを防ぐには、感染症について十分に理解することがポイントになります。

監修
宮城大学 看護学部・
大学院看護学研究科 教授
博士(看護学)
操華子先生



米国感染制御実践者協会が発刊する学術雑誌(AJIC)の日本語抄録サイトの監修者を務めるなど、感染制御知識の普及に尽力している。

感染の成立には、①病原体(微生物)、②宿主(人)、③感染経路の3つの要因が必要です。そのため、このうちのひとつでも取り除けば感染は成立しないことになります。これが感染対策です。この3つの要因のうち、最も重要な予防対策が「感染経路の遮断」です。感染経路の遮断には、病原体を「持ち込まない・持ち出さない・拡げない」ことが基本です。また施設の職員をはじめ、利用者や面会者など、施設に出入りをする人に来訪・入室時に手洗い(アルコール消毒など)をしてもらうことで、外部から持ち込まれるのを防ぐことも必要です。

標準的な予防策

患者に接触する前

清潔/無菌的処置を行う前

体液に曝露する可能性がある場合

患者に接触した後


患者の周囲に触れた後

医療関連感染を引き起こす微生物に、患者が保菌・感染するのを防ぐため

患者が保有している微生物に、医療従事者が保菌・感染するのを防ぐため

手洗い

●日常的なケアでの手洗いは、普通の石けんと流水による手洗いを行う。液体石けんを一定量(約3mL)手に取って約30秒間泡立ててから丁寧にこすり、流水で洗浄し、ペーパータオルで拭き取る。水道栓は自動栓がよいが、ないときは手を拭いたペーパータオルで止めるか、手首か肘で止める。



●固形石けんを使用する際は、保管に用いる石けん皿の水分に緑膿菌やセラチアが繁殖する可能性があります。それが院内感染の起菌菌となり、石けんを戻すときに飛び跳ねたりして問題となることが多くあります。石けんの保管方法に注意してください。

洗い残しが発生しやすい部分



手指の消毒

手指衛生の方法には「流水と抗菌石けんによる手洗い」「擦式アルコール手指消毒剤による手指消毒」があります。

流水と抗菌石けんによる手洗い

- ・見た目の手の汚染がある場合
- ・血液や体液、排泄物などによる手の汚染がある場合



擦式アルコール手指消毒剤による手指消毒

- ・見た目の手の汚染がない場合
- ・流水と石けんで手の汚染を除去したあと



食事介助

・スタッフは食事介助の前には必ず手洗いや消毒をする。利用者も手洗いや消毒を行う。
・保温器におしぼりを入れると、細菌が増殖する可能性があるため、使い捨ておしぼりの使用がおすすめ。

排泄介助

・必ず使い捨て手袋を着用する。ただし、手袋は処置・ケアの途中で破損することや、見えないピンホールにより手が汚染されるリスクがあるため、手袋を外した後は手指衛生を行う。

環境整備

◆きれいな環境づくり

床は1日に1回は湿式清掃し、乾燥させる。使った雑巾やモップは洗浄して乾燥を。

◆ゴミ箱への意識

ゴミ箱にゴミを押し込むことで、ゴミ箱内の細菌などが手や衣類につく可能性もあるので注意を。手を使わずに開閉ができ、密閉される足踏みペダル式のゴミ箱が望ましい。

◆身近なものの消毒

ドアノブ、手すり、ベッド柵、テーブル、車椅子、体温計、血圧計など、触れる可能性のある家具や器具などを消毒用エタノールで拭く。

■白十字の感染対策用品



ショードックスーパー ⇒39ページ

クリアパワー ⇒40ページ

Care Point 腰痛予防・対策

介護職の職業病とも言える腰痛。離職の原因の一つでもあり、より良いケアを提供するためにも職員の皆さんの腰痛への対応について考える必要があります。


監修
東京農業大学
地域環境科学部教授
博士(身体教育学)
上岡洋晴先生



一般成人や介護・看護職員の腰痛予防軽減のための運動療法や認知行動療法を研究。特に現場の方が実際に実践しやすい運動の方法を研究している。


腰痛発生時(急性期)の対応

まずは“冷やすこと”と“動かさないこと”です。氷のうや冷湿布などを使って冷やし、安静にしてください。炎症があるのでマッサージや揉むのは厳禁です。腰痛ベルトなどで患部を固定しましょう。1-2週間程は完全に装着してください。固定することで痛みは軽減します。



痛みがある時の生活

基本は安静にすることが必要です。寝るときは基本的に腰を曲げた状態が楽です。横向きの場合①には両脚の間に小さい枕などを挟みます。仰向けに寝る場合②には、両膝の下に座布団などを入れて高くします。治療し、そのまま安静にしていると、早くも4~5日、長くても2週間ほどで痛みは大幅に軽減し、普通の日常生活が送れるように回復します。



再発の予兆がある時は

腰にいつもと異なる違和感(かなり重い、ズレているような感覚、ゴリゴリする感じなどで痛くなってきたとき)があるときは再発の予兆です。そのまま仕事を続けなければならないとき、さらに強い力を発揮して作業をしなければならないと予想される場合には腰痛ベルトを装着しましょう。腰痛を抑えるためには腹圧をかけて、骨盤・背骨といった体幹部を安定させることが必要です。腰痛ベルトはその腹圧をサポートする機能を持っているため、体幹部を安定させる働きが期待されます。



再発予防のための心得

痛みを緩和し再発を防ぐためのストレッチ運動、筋力増強運動を紹介した冊子をご用意しています。弊社担当にお問い合わせください。




■白十字の腰痛対策商品



FC 腰ガードベルト ⇒34ページ



FC 腰サポートベルト ⇒34ページ



＜注意＞

コルセットや腰部保護ベルトは、腰椎手術後や症状の発症後間もない急性期の腰痛・再発の予兆として感じられるときには有効ですが、根治的な治療法ではありません。急性期を過ぎても装着していたり、楽だからという理由で日常的に使用していると体幹筋力(腹筋や背筋など)が低下してしまい、余計に腰痛を引き起こしやすいからだになってしまいます。仕事以外の時間はできるだけはずすなど、装着する時間を限定するとともにコルセット代わりになる体幹筋力を鍛えることが大切です。

高機能 タイプ

スキン ケア

自立を支援するケアに


P.U サルバ フレーヌケア 自立支援パッド

自立を支える3つの機能

1 立位交換をカンタンに

すぐあてられる

ノーモーションオープン



二つ折りのため、パッドの端を持つだけで片手で簡単に開きます。

迷わずあてられる

前後同一形状

前後が同一の形状なので、男女問わず前後の確認をする必要がなく、素早くあてられます。

特許登録済

2 座った姿勢でもしっかり吸収

尿を吸収体内部へ引き込む

超吸収スポット

上層吸収体に3カ所ある“超吸収スポット”が、尿を吸収体内部へと引き込みます。

尿を素早く拡散させる

超拡散スピードレイヤー


引き込まれた尿を素早く拡散、下層へ浸透させます。

吸収体全体に拡散・吸収する

地下水路機能

下層吸収体をくりぬいた地下水路構造を通じて、尿を吸収体全体へ拡散し効率よく吸収します。

*イラストはサルバフレーヌケア自立支援パッドふつうです。



3 ズレにくく ズれてもモレにくい

高い次元のフィット感を実現

ハイフィットギャザー

レッグギャザーの働きで、体が動いても足回りにフィットした状態をキープします。また、高さ約10cmの立体ギャザーにより、万が一ズレた場合にもモレを防ぎます。

フィットしてモレを防止

サイドフラップ 包み込み形状

吸収体外にあるヒダを不織布で包み込むことでフィット性を高め、モレを防ぎます。

予防的スキンケアのために

素肌と同じ 弱酸性素材

吸収体環境を弱酸性に近づけることで、カブレの原因の1つといわれるアルカリ性に傾いた尿からお肌を守ります。

*全ての方にあてはまる訳ではありません。

ムレを防止 透湿性素材

バックシート(防水材)に透湿性の素材を使用することで、不快なムレを軽減します。


においを抑える※ 吸収ポリマー

吸収ポリマーがしっかり尿を吸収すると共に排尿後の気になるニオイを抑えます。

*アンモニア臭に対して

フレーヌケアシリーズの加圧下における吸収性能


加圧下での吸収性能を比較した実験において、サルバフレーヌケア、サルバ自立支援パッド共に他の尿とりパッドより素早く吸収体全体に拡散して吸収することが実証されています。



体圧がかかるため 尿は前方へのみ流れていく

サルバフレーヌケア 自立支援パッド

一般的な長時間用パッド



【50mmHgの圧力をかけた吸収性能比較】



P.U. サルバ フレーヌケア 自立支援パッド ぶつう 男女共用【30枚入】

サイズ:20cm×52cm



P.U. サルバ フレーヌケア 自立支援パッド ながめ 男女共用【30枚入】


サイズ:20cm×58cm

高機能タイプ スキンケア 肌への優しさ、新次元

P.U サルバ フレーヌケア

おむつ内環境改善アイテム HAKUJUJI

素肌と同じ弱酸性素材 ⇒ 18ページ



★1 pHコントロール素材

素肌と同じ弱酸性
 吸収体環境を弱酸性に近づけることで、カブレの原因の1つといわれるアルカリ性に傾いた尿からお肌を守ります*。
 本品では吸収体表面とパルプ層に使用しています。
 ※全ての方にあてはまる訳ではありません。




※イラストはサルバフレーヌケアナイトロングです。

尿が肌に触れにくい

② 地下水路機能

尿道口が触れる部分の吸収体を、くりぬくことで尿は排尿された瞬間に吸収体の奥へ入り込み、地下水路のように内部で拡散します。そのため、尿が肌に触れにくく清潔な環境を保ちます。



ムレを防止

③ 透湿性素材

バックシート(防水材)に透湿性の素材を使用することで、不快なムレを軽減します。

気になる匂いを抑える


④ 吸収ポリマー

吸収ポリマーがしっかり尿を吸収すると共に排尿後の気になるニオイを抑えます。
 ※アンモニア臭に対して

便をキャッチする

⑤ コート[※]スペース

カンタン装着つまみによって、おしりの部分にくぼみができます。便はその空間に入り込み、キープします。尿は吸収体内部で吸収されるため、便と尿が混ざって流れ出る確率を低減します。




※コート(kot)・・・便

ベッド上でのカンタン&確実なおむつ交換を実現します

動きを妨げず、肌にやさしい

⑥ サイドフラップ包み込み形状

吸収体外にあるヒダを不織布で包み込んでいるため、ヨレて肌に当たることがなく、歩行時・着床時の違和感を軽減します。




従来品 サルバフレーヌケア

モラさず装着

⑦ カンタン装着つまみ


パッド装着ミスによるモレを防止、素早く確実にあてられるカンタン装着つまみを採用。



片手でらくらく

⑧ ワンタッチオープン


つまみを片手で持って軽く振るだけで簡単に開くことができます。



男性のことも配慮した

⑨ 立体カップ構造

カンタン装着つまみによって、男性器を包み込むカップ状のスペースができます。パッド内部で動きがちな男性器もしっかりホールドし、モレを防止します。




使用時間の目安
 6時間 8時間 10時間
 デイロング ナイトロング スーパーロング

★困った時の対応に

座位における排尿時にも素早く吸収

体圧が臀部に集中している場合でも、地下水路機能の働きで尿を素早く吸収・拡散。しっかり吸収します。



フレーヌケア

一般的な夜用パッド

用途に合わせて使い分けができる3タイプ



P.U. サルバ フレーヌケア デイロング
 男女共用【30枚入】
 サイズ:28cm×58cm



P.U. サルバ フレーヌケア ナイトロング
 男女共用【30枚入】
 サイズ:28cm×64cm



P.U. サルバ フレーヌケア スーパーロング
 男女共用【27枚入】
 サイズ:28cm×64cm

排泄ケア

腰痛対策

口腔ケア

褥瘡ケア

感染対策・衛生ケア

排泄ケア

高機能タイプ スキンケア
素肌と同じ弱酸性の pHコントロールパルプ※1 採用
 おむつ内環境改善アイテム HAKUJUJI

P.U サルバ オーバーナイト

安心のうす型ワイド吸収体

腰までガードするワイド吸収体が、尿の背モレだけでなく便もしっかりキャッチします。しかもうす型なので、違和感が軽減されます。

肌にやさしい さわやかシート

肌トラブルを低減するよう、やわらかな不織布を貼り合わせています。



お肌をいたわるpHコントロール

吸収体環境を弱酸性に近づけることで、カブレの原因といわれるアルカリ性に傾いた尿からお肌を守ります。
※全ての方にあてはまる訳ではありません。

背モレ・横モレをしっかりガード

高めの立体ギャザーと背モレ防止ゾーンが、モラさずキャッチします。

一目でわかる 排尿サイン

排尿の有無が外側から確認できます。



たっぷり安心の吸収量

夜間帯や長時間の使用、または尿量の多い方に最適なアイテムです。

スーパードライパルプがサラサラキープ

スーパードライパルプの働きで、長時間使用時にもサラサラ感が持続します。

※イラストはサルバオーバーナイトレギュラーです。
 ※1 吸収体に採用しているパルプ層を弱酸性に調整しています。



P.U サルバ オーバーナイト
 ライト
 男女共用【26枚入】
 サイズ:28cm×53cm



P.U サルバ オーバーナイト
 レギュラー
 男女共用【26枚入】
 サイズ:30cm×62cm



P.U サルバ オーバーナイト
 スーパー
 男女共用【26枚入】
 サイズ:31cm×69cm

おむつの素材と構造のはなし

素肌と同じ弱酸性素材




人間の皮膚表面はpH4~6程度の弱酸性と言われており、アルカリ性に傾くことは肌トラブルの原因の一つとされています。本品の吸収体(表面材・パルプ層)は皮膚と同じ弱酸性に調整されており、「おむつ内環境の改善」が期待されます。

サルバでは、パンツタイプ・テープ止めタイプと尿とりパッドの一部に、弱酸性素材を採用しています。

アルカリ性の溶液による pHコントロール試験 (BTB指示薬を使用)

【試験の概要】
 一般的なパルプと弱酸性パルプに対してアンモニア溶液(pH9~10のアルカリ性)を浸し、BTB溶液※でアルカリ・酸性の状況を確認した。

※BTB溶液はアルカリ性のときにブルー、中性はグリーン、酸性の場合はイエローを示す。



※使用条件により、色の変化に違いが出ることがあります。

おむつ内の水様便の動き

水様便は紙おむつの中で、隙間を求めて移動します。

大量の水様便を紙おむつで吸収することは現在できないため、おむつの中にスペースを作り「便をためる」ことが必要になります。

便モレ対策としてフラットタイプやパッドを重ねて当てると「便がたまる」スペースがなくなり、モレてしまいます。




サルバ安心WフィットのWフィット構造は、上層吸収体と下層吸収体の間に便をためるスペースを作ります。

排泄ケア

レギュラータイプ **あてやすく 充実のモレ防止機能**

P.U サルバRパッド 男女共用

スピード吸収、いつもサラサラ




併用推奨アイテム
 テープ止めタイプ紙おむつ
 ■サルバ安心Wフィット ⇒23ページ
 ■応援介護テープ止めタイプ ⇒24ページ
 パンツタイプ紙おむつ
 ■サルバDパンツやわらかスリム ⇒25ページ
 ■サルバDパンツしっかりガード ⇒26ページ
 ■応援介護パンツタイプ ⇒26ページ
 パッド専用ホルダー
 ■サルバおしりピットリパンツ ⇒27ページ



レギュラータイプ **はずれによるモレを防ぐ 男性用パッド**

P.U サルバRパッド 男性用

パッドはずれによるモレを防止




併用推奨アイテム
 テープ止めタイプ紙おむつ
 ■サルバ安心Wフィット ⇒23ページ
 ■応援介護テープ止めタイプ ⇒24ページ
 パッド専用ホルダー
 ■サルバおしりピットリパンツ ⇒27ページ



高吸収タイプ (長時間用) **おしりをしっかりガードし 夜間・長時間も安心**

P.U サルバワイドパッド

流動便の時もモレを防ぐ安心タイプ



併用推奨アイテム
 テープ止めタイプ紙おむつ
 ■サルバ安心Wフィット ⇒23ページ
 ■応援介護テープ止めタイプ ⇒24ページ
 パッド専用ホルダー
 ■サルバおしりピットリパンツ ⇒27ページ



高吸収タイプ (長時間用) **男性器を包み込んで、モレを防止**

P.U サルバ オーバーナイト 男性用

安心のたっぷり吸収



併用推奨アイテム
 テープ止めタイプ紙おむつ
 ■サルバ安心Wフィット ⇒23ページ
 ■応援介護テープ止めタイプ ⇒24ページ
 パッド専用ホルダー
 ■サルバおしりピットリパンツ ⇒27ページ



おむつ内環境 改善アイテム HAKUJUJI

おむつ内環境 改善アイテム HAKUJUJI

排泄ケア

腰痛対策

口腔ケア

褥瘡ケア

感染対策 衛生ケア

排泄ケア

補助パッド
(両面吸収タイプ)

褥瘡
ケア

おむつ内環境改善アイテム

P.U サルバ 尿吸収シート

ポリシートを使用していないため
尿量の多い方、
拘縮・褥瘡のある方に有効



- 併用推奨アイテム
- テープ止めタイプ紙おむつ
 - サルバ安心Wフィット ⇒23ページ
 - 応援介護テープ止めタイプ ⇒24ページ
 - 尿とりパッド
 - サルバフレースケア ⇒15ページ
 - サルバオーバーナイト ⇒17ページ
 - サルバワイドパッド ⇒19ページ



必ずおむつ・パッドの上に
重ねてご使用ください。

P.U サルバ 尿吸収シートの使い方

男性の場合 ★は男性器位置

三角ロール【差し込む】 **両サイドロール【おおう】**

1 開いてたたむ 2 コンパクトにする 開いて、幅なりに巻く

男性器を差し込む 男性器を上からかぶせる

筒ロール【差し込む】

2 合わせる 男性器を差し込む

1 開いてたたむ 3 4 下に回す

女性の場合 ♥は尿道口位置

3つ折り **片開き**

山折にあてる 山折にあてる

ロール **アコーディオン**

開いて幅なりに巻く 開いて幅なりにたたむ

排泄ケア



パンツ
専用

スキン
ケア

パンツにジャストフィットで
モレを防ぐ

サルバ 尿とりパッド パンツ用


パッドはずれによるモレを防止




レギュラー
タイプ 使い分けのできる男女共用タイプ

P.U サルバ Lパッドスーパー

併用使用でも単体使用でも
安心の吸収力



- 併用推奨アイテム
- テープ止めタイプ紙おむつ
 - サルバ安心Wフィット ⇒23ページ
 - 応援介護テープ止めタイプ ⇒24ページ
 - パッド専用ホルダー
 - サルバおしりピタリパンツ ⇒27ページ



腰痛
対策

口腔
ケア

褥瘡
ケア

感染対策
衛生ケア



タイプ
紙おむつ

高機能
タイプ

スキンケア

Wフィット構造(2層の吸収体)が
すき間を埋めて、モレをしっかりブロック!

P.U サルバ安心Wフィット


サルバ安心Wフィットは、世界初の立体吸収構造のテープタイプ紙おむつです。
テープタイプユーザーが求める「モレ防止」と「あてやすさ」の機能を
高いレベルで満たします。

おむつ内環境
改善アイテム
HAKUJUJI

素肌と同じ
弱酸性
素材

⇒18ページ

テープの装着が簡単!!
重ね貼りテープ



つまみやすくて止めやすい
大型止めテープ

装着の目印に
センターライン

ムレを防止
全面通気性シート
(透湿性フィルム)使用

T型立体ギャザーの効果で
夜間用パッドも
しっかり固定

足周りに面で
フィットしてモレを防ぐ
T型立体ギャザー

気になる臭いも安心※
吸収ポリマー
※アンモニア臭に対して

尿とりパッドも
らくらく装着
ぴったりライン


★困った時の対応に

便をホールドするから
モレにくい
下層吸収体と上層吸収体のすき間に
便をためることでモレにくく、
さらにT型立体ギャザーがホールドします。




※イラストは、サルバ安心Wフィット(Mサイズ)です。

お体のサイズに合わせてお選びください



Wダブル
の吸収体で
はじめての介護でも
「しっかりフィット」



白十字が開発した「Wフィット構造」は、2つの吸収体がぐいせモレを引き起こす「吸収体と尿道口のすきま」にぴったりフィット。初めて紙おむつをあてる方でも、「すきまをなくす」プロのあて方が可能です。

<p>P.U. サルバ安心Wフィット Sサイズ[34枚入] ヒップサイズ:50~75cm バックシート/ホホワイト</p>	<p>P.U. サルバ安心Wフィット S~Mサイズ[32枚入] ヒップサイズ:60~85cm バックシート/パープル</p>	<p>P.U. サルバ安心Wフィット Mサイズ[30枚入] ヒップサイズ:70~95cm バックシート/ブルー</p>	<p>P.U. サルバ安心Wフィット M~Lサイズ[28枚入] ヒップサイズ:80~110cm バックシート/オレンジ</p>	<p>P.U. サルバ安心Wフィット Lサイズ[26枚入] ヒップサイズ:90~125cm バックシート/グリーン</p>
--	---	--	--	--

高機能
タイプ

スキンケア

約2倍の吸収量 単体使用で一晩中安心

P.U.サルバ安心Wフィット 高吸収タイプ

- ▶一目で分かる排尿サイン
- ▶全面通気性シート使用

素肌と同じ
弱酸性
素材

⇒18ページ

P.U. サルバ安心Wフィット
高吸収タイプ
Mサイズ[60枚入]

ヒップサイズ:70~95cm
バックシート/ホホワイト

P.U. サルバ安心Wフィット
高吸収タイプ
Lサイズ[52枚入]

ヒップサイズ:90~125cm
バックシート/ホホワイト

スタンダード
タイプ

ムレを防ぐ全面通気性シート

応援介護 テープ止めタイプ

こんな方におすすめします!

- ▶テープ止めタイプの使用枚数が多い方
- ▶高吸収パッドを積極的に使用している方
- ▶パッド使用時のはき心地を気にされる方



応援介護
テープ止めタイプ
Mサイズ [20枚入]

ヒップサイズ:70~95cm
バックシート/ブルー



応援介護
テープ止めタイプ
Lサイズ [17枚入]

ヒップサイズ:90~125cm
バックシート/グリーン

高機能タイプ スキンケア パッドを固定し、モレ解消!!

P.U サルバDパンツ やわらかスリム

おむつ内環境改善アイテム HAKUJUJI

素肌と同じ弱酸性素材 ⇒ 18 ページ



超音波シール採用で、はき心地アップ!

柔らか素材でつかみやすい ウエストベルト

脱ぐ際は、上下どちらからでも破れます

お肌快適 全面通気性シート (透湿性フィルム)



腰部をやさしく包む やわらかい不織布シート

はっきりわかる 前後識別マーク & 色付きゴム



気になる臭いも安心※ 吸収ポリマー ※アンモニア臭に対して

フィットアップギャザー

歩いたり動いたりしても、フィットアップギャザーが吸収体を押し上げ、密着状態をキープします。



P.U サルバDパンツ やわらかスリム M-Lサイズ 【22枚入】 ウエストサイズ: 60cm~95cm



P.U サルバDパンツ やわらかスリム L-LLサイズ 【20枚入】 ウエストサイズ: 80cm~125cm

高機能タイプ スキンケア (Wフィット構造) 2つの吸収体がフィットして、モレをしっかりブロック!

サルバDパンツ しっかりガード長時間




こんな方におすすめします!

- ▶ 排尿量が多くモレが心配な方
- ▶ 長時間使用される方
- ▶ パッドを併用せず、パンツのみを使用される方

標準タイプ パッドに最適なスリム吸収体

応援介護 パンツタイプ



こんな方におすすめします!

- ▶ パンツタイプのコストを気にされる方
- ▶ 尿とりパッド(パンツ用パッド)を積極的に使用している方
- ▶ パッド使用時のはき心地を気にされる方

標準タイプ サイズに合わせてお選び頂けます。

P.U.パンツタイプ 紙おむつ

おむつ内環境改善アイテム HAKUJUJI 素肌と同じ弱酸性素材 ⇒ 18 ページ



サルバDパンツ しっかりガード長時間 M-Lサイズ 【18枚入】 ウエストサイズ: 60cm~95cm



サルバDパンツ しっかりガード長時間 L-LLサイズ 【16枚入】 ウエストサイズ: 80cm~125cm



応援介護 パンツタイプ M-Lサイズ 【34枚入】 ウエストサイズ: 60cm~95cm



応援介護 パンツタイプ L-LLサイズ 【30枚入】 ウエストサイズ: 80cm~125cm

P.U.パンツタイプ紙おむつ Sサイズ 【8枚入】 ウエストサイズ: 45~70cm

P.U.パンツタイプ紙おむつ XLサイズ 【64枚入】 ウエストサイズ: 95~135cm


排泄ケア
腰痛対策
口腔ケア
褥瘡ケア
感染対策・衛生ケア

自立支援
促進
アイテム

「もう一度下着をはきたい」
その思いにお応えします

サルバ おしりピットリパンツ

リブ編みと平編み、2つの構造でホールド感とゆったり感を同時に実現!



平編み (腹部ゆったり機能)

リブ編み (サポート機能)

中央部
パッドを股間部に持ち上げます。

ソケイ部
パッドを両サイドから支え、足の動きによるズレを防ぎます。

臀部下
パッドを両サイドから支え、パッドのズレを防ぎます。

特許第4019036号 / 縫製特許

*写真はおしりピットリパンツ(ピンクページ)です。

「サルバおしりピットリパンツ」とパンツタイプ紙おむつの使い分け例

サルバおしりピットリパンツ

- 「おむつ」というイメージを嫌う方
⇒私はおむつを使うほど、弱っていないという意識の方
- 「おむつ」を拒否する方
- 肌がデリケートな方
- 環境面(ゴミ問題)を重視される方
など

どちらでも可

- トイレ誘導・個別ケアに積極的な方
- 自立歩行または座位が可能なる方
- リハビリ中の方
⇒在宅復帰が望める方
など

パンツタイプ紙おむつ

- どのような対処をしても、パッドを外してしまう方
- パッドを使用している感覚(意識)がない方
⇒パッドを落とす可能性が高い
- 多量の便(特に水様便)が出るが多い方
- 感染症(疥癬など)の方
- 洗濯が出来ない方
など

個別対応・トイレ誘導に最適!

ADLや要介護度に応じ、個別ケアを推進するために生まれました。特にトイレ誘導時、パッドの立位交換をスムーズに行えます。

尿とりパッドの形状を選ばない新構造!

従来の下着型ホルダーでは対応できなかった「夜間用(大型)」のパッドも確実にホールド。多尿時や夜間の使用も可能です。

パッドはしっかりホールドしつつ、身体への圧迫感は最小限に抑えます。



*使用しているパッドはサルバフレッシュケアナイトロングです。

おむつに違和感がある方にも!

おむつを拒否される方、違和感を感じる方にもおすすめです。

失禁時以外の用途にも!

痔の手術後などに起因する出血の対応に苦慮している方にも、パッドをしっかりホールドするので安心して日常生活をお送り頂けます。



ピンクページ

グレー



日本アトピー協会推薦品

日本アトピー協会 承認番号 T 509500 A

空気触媒清浄仕立て「TioTioシリーズ」は、日本アトピー協会の推奨品です。日本アトピー協会はアトピー性皮膚炎及びアレルギー諸疾患患者の方の生活向上支援と、同疾患への正しい理解のための情報発信を行うとともに、治療環境の改善に寄与することを目的としています。



生地全面に **TioTio** 空気触媒清浄加工TMを施し、
におい・スキントラブルを軽減!

空気触媒TMとは?

天然成分を原料とした加工剤を使用し、空気中の酵素や水分と反応して有害物質を分解し、抗菌や消臭などの優れた効果を発揮する極めて安全な技術です。

お肌のトラブルが気になる方や高齢者等お肌が敏感な方にも安心してご利用頂けます。空気触媒は常温で溶けたり蒸発してなくなることがないため、抗菌・消臭の触媒機能が長時間持続します。

空気触媒は従来の「光触媒」と異なり、光の届かない暗闇、つまり下着の内部でも効果を発揮します。

●抗菌

黄色ブドウ球菌をはじめ、大腸菌や緑膿菌といった各種雑菌に対して抗菌作用があります。雑菌の繁殖を抑えて、いつでも清潔な状態でご使用頂けます。


●消臭

アンモニアや酢酸、イソ吉草酸、ノネナール等のにおいも軽減。排泄物の臭いに対して持続的に消臭効果を発揮します。

*上記の機能は、全ての条件下での効果を保証するものではありません。

TioTio (ティオ・ティオ)は、株式会社サンワード商会の登録商標です。

ヒップ
サイズ
(cm)



サルバおしりピットリパンツ

- S/ヒップサイズ: 76cm~88cm
- M/ヒップサイズ: 84cm~94cm
- L/ヒップサイズ: 92cm~102cm
- LL/ヒップサイズ: 100cm~110cm

ピンクページ(S・M・L・LL)、グレー(M・L・LL)をご用意しております。

*ピンクページSサイズは受注生産となります。

やわらか素材のT字帯 ティージーパンツ

通常のT字帯より着脱が簡単な
ワンタッチタイプのパンツ型T字帯です。
手術や処置後、産後の固定などに。



ティージーパンツ
S-M/ウエストサイズ
65~105cm
L-LL/ウエストサイズ
100~120cm

併用推奨アイテム
尿とりパッド
■サルバフレースケア ⇒ 15ページ
■サルバオーバーナイト ⇒ 17ページ
■サルバワイドパッド ⇒ 19ページ

フラット タイプ カバー

医療費控除対象品


テープ止めタイプ紙おむつ
■サルバ安心Wフィット ⇒ 23ページ
■応援介護テープ止めタイプ ⇒ 24ページ

パッド専用ホルダー
■サルバおしりピットリパンツ ⇒ 27ページ

キッチンと使える安心機能

応援介護 フラットタイプ

ロングサイズの安心感と、ソフトな肌ざわり。



応援介護
フラットタイプ
【30枚入】
サイズ:30cm×72cm

尿がモレてもふとんをよごさないから安心

サルバ ケアシーツ

ふとんを汚してしまいそう。そんな不安を解消!
清潔なシーツは床ずれの予防にも役立ちます。
用途に合わせてお選びいただけるよう
4つのタイプをご用意いたしました。

ディスポタイプ

衛生的な使い捨てタイプです。
外出時や梅雨の時期など洗濯が出来ない時期
に最適です。

吸水加工

表面にある吸収体全体で、おしっこ約1回分を
吸収することが可能です。

防水加工

裏面にはポリエチレンシートを貼り合わせて
おり、寝具等への染み出しを防ぎます。

●制菌加工

(黄色ブドウ球菌・肺炎桿菌・力濃菌・大腸菌の
繁殖を抑える作用があります)制菌加工を施し
ており、清潔を保つのに効果的です。

●吸水・拡散加工

特殊素材のマーバスが吸水拡散効果を高めます。
さらにシーツ表面のワッフル調組織により、
水分の逆戻りが少なく、サラサラ感を保ちます。

●防水加工

裏面に耐久性に優れた防水加工を施しており、
寝具などを汚しません。

●速乾性

風通しの良い場所に干すと短い時間で乾き
やすい素材を採用しております。

●抗菌防臭加工

耐久性・安全性に優れた抗菌防臭加工を施さ
れております。

●耐熱加工

耐熱ポリウレタンを使用しているため、お湯で
の洗濯(60℃以下)、乾燥機(130℃以下)
の使用が可能です。

●撥水加工

シーツ表面に水をはじきやすい加工を施して
おりますので、汚れがつきにくく簡単に拭き
取れます。

●速乾性

風通しの良い場所に干すと短い時間で乾き
やすい素材を採用しております。

素早く水分をキャッチする
ペーパータイプ

サルバLLD


純パルプ吸収紙使用で、吸収速度抜群。



サルバLLD
【10枚入】
サイズ:30cm×72cm

立体ギャザー付きフラット P.Uサルバ フラットタイプギャザー付き


横モレしにくい安心構造。



P.Uサルバ
フラットタイプギャザー付き
【60枚入】
サイズ:42cm×85cm

股間にフィットする砂時計形状 P.Uサルバ フラットタイプデイ&ナイト

安心の長時間対応。



P.Uサルバ
フラットタイプデイ&ナイト
【60枚入】
サイズ:42cm×85cm

体にフィットし、動きを妨げない サルバカバー

表面に防水効果の高い
ポリエステル100%を使用。
透湿性の高い生地で湿気を放出。
耐熱効果に優れ、熱湯消毒できます。



サルバカバー
S-Mサイズ
ウエストサイズ:
約60~85cm
(体重35~60kg)
色:ブルー



サルバカバー
L-LLサイズ
ウエストサイズ:
約70~105cm
(体重60~85kg)
色:グリーン

モレない おむつのあて方

太っている方、痩せ型の方、拘縮がある方など、高齢者は体型や体の状態がそれぞれ異なります。そのため、紙おむつがしっかりとあたっていないとモレの原因となります。そこで、白十字が介護現場の皆様と一緒に作り上げてきた、あて方のポイントをご紹介します。

1

安心Wフィットを広げ、一度縦方向に半分に折ります。

2

図のように安心Wフィットの端を折り、体を横にして下に置きます。

3

からだを安心Wフィットの上にゆっくり戻し、折りたたんだ部分を引き出します。

4

股の間から安心Wフィットを引き出します。

5

引き上げた後、図のように安心Wフィットの股ぐり部分をソケイ部にフィットするようにします。

6

上側のテープを軽く止め、下側のテープをフロントパッチのなるべく下側に止めます。

7

上側のテープをウエストがきつくならない程度にななめ下に向けて止め直します。

8

テープの上にテープを重ねて止めることもできます。

9

このようにすき間ができているとモレの原因になります。

10

すき間ができている

4 おむつのあて方 つのポイント

1

尿とりパッドの先端をつまんであてる

尿とりパッドは、尿道口にあたる先端部分をつまんであてます。その際、図のようにW字型に折り、尿が流れる溝を作ります。そうすることで、尿を吸収体の内側に閉じ込めて、しっかり吸収できます。

2

吸収体と尿道口を密着させる

高齢者の尿は、勢いがなくチョロチョロと流れ出ることが多いため、吸収体と尿道口の間にすき間ができていると、吸収体に届く前に体を伝って足周りなどからモレやすくなります。吸収体の部分をしっかりと、尿道口に密着するようにあてる必要があります。

3

ソケイ線の内側にフィットさせるようにあてる

そけい線とは、足の付け根のラインのことです。そけい線の内側には関節が無いので、動くことはありません。そけい線の内側に紙おむつをあてることで、足が動いても影響を受けることが無く、ズレによるモレを防ぎます。

4

テープをクロスに止める

最後にテープを止める際、下のテープを上側へ、下もテープは腰骨に引っ掛けるようにして下側へ向けて止めます。下のテープを上に向けて止めることは足周りのフィット感、上のテープを下に向けて止めることは腰周りのフィット感を高め、モレの原因となるすき間を防ぎます。

COLUMN

「体位変換・ポジショニングの推奨角度」の変更について

これまで体位変換・ポジショニングの角度は30°側臥位が望ましいとされてきましたが、褥瘡の発生率に有意差はなかったこと、また30°側臥位で不満を訴えたものが8割以上もいたことなどを踏まえ変更になりました。我が国の寝たきり高齢者はやせた方が多く、臀筋で支える30°側臥位はむかない場合が多いため、30°ルールにこだわることなく、ご本人の好みに応じた側臥位を選択すべきというようになっています。




出典:日本褥瘡学会「褥瘡予防・管理ガイドライン(第3版)」

サルバ お肌にやさしい吸水パッド

素肌と同じ
弱酸性素材
⇒18ページ

いつも通りに過ごすための工夫

お肌すっきり、
長時間安心



※イラストは150cc-200ccタイプのイメージです。

腰痛

(関節痛)対策

何かと負担のかかる介護現場での仕事。
急性期の腰痛対策としてのベルトのほか、
足首・ひざの痛みを緩和するサポーターで
ご自身の体を守りましょう。

X(クロス)ベルトで強力にホールド

FC 腰ガードベルト

ダブルメッシュタイプで
通気性アップ。



- X(クロス)ベルトで強力にホールド
- ダブルメッシュタイプで通気性アップ
- アジャスター付き二重固定ベルト
- 大判姿勢保持プレートで腰部を保護



サイズ:
S~M:約65~90cm
L~LL:約85~110cm
LL~XL:約95~130cm

背中とお腹をしっかり保温

FC 遠赤ベルト

遠赤外線ブラック
シリカを立体プリ
ント。



サイズ:
S~M:約65~90cm
L~LL:約85~110cm

骨盤を引き締めてサポート

FC 骨盤ベルト

天然ゴム素材の
弾力性と収縮力
で腰をサポート。



サイズ:
S~M:M~L

サイズ:
S~M:約70~90cm
M~L:約90~110cm

腰部を左右からサポート

FC 腰サポートベルト

腰に不安を感じ
ている方の腰へ
の負担を軽減し
ます。



サイズ:
S~M:約65~85cm
L~LL:約85~110cm

ひざ靭帯を守る

FC ひざガード サポーター

テーピング技術に
基づいた強い伸縮力で
関節を守る。



廻りサイズ:
M:約30~34cm
L:約34~38cm
LL:約38~42cm

足首関節の動きを安定させる

FC 足首ガード サポーター

テーピング技術に
基づいた強い伸縮力で
ブレないグラつかない。



廻りサイズ:
M:約20~23cm
L:約23~26cm

Care Point 口腔ケア

高齢者の死亡原因の上位を占める肺炎の多くは、食べ物や水分、唾液などといっしょに口腔内の細菌が誤って気管に入ることから起こります。口の中を清潔に保ち、細菌の繁殖を抑え、誤嚥性肺炎のリスクを減らしましょう。

監修
ふれあい歯科ごとう
歯科医師
新宿食支援研究会代表
五島朋幸先生



東京新宿を中心に訪問歯科診療を実践。全国放送のラジオ番組のパーソナリティを務めるなどの啓蒙活動も行っている。



口腔機能をチェックしよう

口腔機能が低下すると口を動かすことが減り、唾液の分泌が減ります。そうすると口内は汚れやすく、衛生状態も悪くなります。口腔ケアによって刺激を与え口腔機能を高めることが、口腔ケアにおいて最も重要なポイントです。

こんな状態になっていませんか？

- 食事時間が長くなった
- 食べる量が減った
- いつまでも食べ物が口の中に残っている
- 食べこぼしが多くなった
- 少しむせるようになった
- 飲み込みにくそうにしている

こんな様子が見られたら口の中をチェックしましょう。

歯磨き介助のコツ

ブラッシング時のチェックポイント

- 自分で歯磨きができる人 → 歯磨きの後で口を開けてもらい、きちんと磨けているか、汚れは残っていないかを見る。
- 寝たきりで自分で歯磨きができない人や、歯がない人、口から食べていない人 → 歯垢や歯石、食べかすや舌の汚れ、乾燥状態、口臭、唾液の量やねばつきなどを見る。


歯ブラシの選び方

ブラシ部分が小さく、「ウルトラソフト」などの柔らかいものを選びます。幼児用の歯ブラシも重宝します。

歯磨き介助の方法 (図1)

毎食後、歯が1本でも残っている人には、基本的には歯ブラシを使います。力を入れすぎると歯茎を傷めるので要注意です。こまめに歯ブラシの汚れをすすぎながら行ないます。

図1: 介護者が知っておきたい歯磨き介助のコツ



うがいについて

水を口に含んでもうまく吐き出せない人には、なるべく少しずつブラッシングと拭き取りを繰り返すようにします。吸い飲みなどで水を適量注入したら、唇を下に押し下げて、水の排出路を作って受け皿などで受けます。汚れた水を誤って飲み込まないように注意を払いましょう。また、通常の歯磨剤ではなく、口腔用保湿剤を使用すると、誤って飲むことが少なくなります。

粘膜のケア

歯がない人や口から食べていない人でも、口腔内の細菌繁殖を抑えるために、毛先の柔らかい歯ブラシや粘膜用のブラシ(図2)などを使って、頬の内側や舌をブラッシングします。あまり強く押し当てないようにして、後ろから前にかき出すように行うのがコツです。




図2: さまざまな粘膜用ブラシ

口腔 ケア

口腔内の細菌が肺に入り込んで起こる「誤嚥性肺炎」は、死亡の原因となることがあります。お口の中を清潔に保つことを心がけましょう。

健康は口腔内細菌の改善から

口内清潔ウェットシート

しっかり拭ける厚手タイプでお口の中を清潔に保ちます



口内清潔ウェットシート
【21枚入】 【100枚入/詰替用100枚入】
サイズ:150mm×200mm サイズ:140mm×170mm

口の中のよごれ・
ネバツキ・舌苔の除去に

口内清潔スポンジブラシ ハミングッド

お口の汚れをやさしく落とし、粘つき、舌苔を除去し、口内を清潔に保つための、スポンジブラシです。



口内清潔スポンジブラシ
ハミングッド
【10本入】
全長約150mm 星形スポンジ約20mm

就寝時の口中・のどの保湿に
FC
る〜ずフィットマスク

息苦しくなくお口のどを
適度な湿度に保ちます。



FC る〜ずフィットマスク
フリーサイズ【2枚入】
おやすみ用 男女兼用

ノーバインダータイプの
舌引きガーゼ

ベロット

いろいろな用途に利用できるよう、
便利なサイズにカットしています。



ベロット【300枚入】
サイズ:5cm×22cm

排泄
ケア

腰痛
対策

口腔
ケア

褥瘡
ケア

感染
対策
衛生
ケア

褥瘡 ケア

褥瘡のケアには浸出液の適度な吸収と創部の保護が重要です。
ドレッシング材などの活用で、ご本人の負担を軽減しましょう。


感染対策 ・衛生ケア

医療機関向け衛生材料を幅広くご提供している
白十字ならではの豊富なラインアップで、
介護現場の感染対策ニーズにお応えします。

表面材が固着しにくい外科用パッド モイスキンパッド

内部はムレにくく、外部からの水分・汚物の侵入も防ぎます。

滅菌済 一般医療機器



- Mini(ミニ) [30袋入] サイズ:4.5cm×4.5cm
- 7510 [60袋入] サイズ:7.5cm×10cm
- 7520 [30袋入] サイズ:7.5cm×20cm
- 1515 [30袋入] サイズ:15cm×15cm
- 1530 [30袋入] サイズ:15cm×30cm
- 2630 [15袋入] サイズ:26cm×30cm

薄型で高吸収タイプの外科用パッド シングルパッドA

モラさずにムレにくい透湿性防水フィルム使用。目立たない肌色タイプ。

滅菌済 一般医療機器



- 7520 [30枚入] サイズ:7.5cm×20cm
- 1515 [30枚入] サイズ:15cm×15cm
- 1530 [30枚入] サイズ:15cm×30cm
- 2020 [15枚入] サイズ:20cm×20cm
- 2630 [15枚入] サイズ:26cm×30cm
- 2660 [15枚入] サイズ:26cm×60cm

セカンドドレッシングとの併用シート モイスキンシート

浸出液の量に応じてセカンドドレッシングを
変えることで吸収量を調節できます。



- 10cm×5m
- 15cm×5m
- 30cm×5m

サルバ ドライシャンプー

入浴のできない時に、
タオルで拭くだけで
よごれが落ちます。



[200g]
コラーゲン配合

サルバ 清拭剤

入浴のできない時にお湯に
溶かして拭くだけで体の
よごれを落とし
お肌を清潔に保ちます。



[300ml]
コラーゲン配合

サルバ グリーン

天然成分の
緑茶フラボノイドと、
孟宗竹エキスが
消臭効果を発揮し、
室内を衛生的に保ちます。



[180ml]
無香料

サルバ スティックタオル

衛生的でコンパクトなスティックタイプ。
清拭や感染患者の使い捨てタオルとして。



[30本入]
サイズ:250mm×550mm
【ハーフ】
サイズ:280mm×250mm

※ノンアルコールタイプ

サルバ ディスポタオル

衛生的な個包装ディスポタオル。
モモの葉エキス+リピジュア®配合



[30本入]
サイズ:250mm×550mm

※ノンアルコールタイプ

サルバ タオルD

濡らしても丈夫、排便後の拭き取りにも便利です。



[50枚入]ドライタイプ
サイズ:330mm×340mm 4折

サルバ お肌にやさしいおしりふき

素肌と同じ弱酸性素材を採用。
さらにノンアルコール・無着色なので
お肌にも安心です。

素肌と同じ
弱酸性素材



[80枚入]
サイズ:190mm×200mm

※ノンアルコールタイプ

サルバ お肌にやさしいぬれタオル

お肌に優しい、やわらか素材。
無香料・ノンアルコールでお肌にも安心。



[60枚入2コパック]
サイズ:200mm×300mm

※ノンアルコールタイプ

サルバ おむつとりかえぬれタオル

そのまま使えるエコパック。
大人のおしりふきに十分な大きめサイズ。



[60枚入]
サイズ:200mm×250mm

※ノンアルコールタイプ

サルバ おむつとりかえぬれタオル 流せるタイプ

ゴミ処理も簡単。使用後はトイレに流せます。



【40枚入】
サイズ:200mm×300mm

※ノンアルコールタイプ

サルバ からだふきふきぬれタオル

お肌をいたわる“天然アロエエキス”配合。ふき取りやすく、破れにくい“大判メッシュ生地”を採用しております。



【60枚入】
サイズ:200mm×250mm

※ノンアルコールタイプ

サルバ おむつとりかえ手袋

伸縮性に優れた極薄タイプ。細かい作業にも活躍!



【100枚入】
フリーサイズ・小さめサイズ

ノンアルコールタイプの除菌用タオル クリアパワー

毛羽立ちの少ない厚手のタオルで、しっかり拭き取ることができます。



【100枚入/詰替用100枚入】 【250枚入/詰替用250枚入】
サイズ:140mm×200mm サイズ:150mm×300mm

作業性・安全性に優れた滅菌ガーゼ (滅菌済) 一般医療機器 マルチテトラゼ


滅菌バッグとケースを、ガーゼの折り方別に色分けすることで、誤開封を防ぎます。



No.2 (4折):2枚、3枚、5枚、10枚、20枚、30枚
No.3 (8折:開くと正方形):1枚、2枚、5枚、10枚
No.4 (8折:開くと縦長):2枚、5枚、10枚

サージカルマスク

バクテリアバリア性99%以上。標準予防策、飛沫感染予防に最適です。



【50枚入】
ゴムタイプ

アルコール臭をやわらげた厚手の単包アルコール綿

指定医薬部外品

ショットメン

衛生的な個包装タイプの消毒用アルコール綿です。自己注射、血糖値測定を行っている方などに。



【100包入】
サイズ:4cm×8cm 2折

やわらかくて肌にやさしい不織布ガーゼ 一般医療機器

ソフキュアガーゼ

吸水性・保水性に優れ、脱着繊維がほとんどありません。



【200枚入】 20×20サイズ:20cm×20cm
25×25サイズ:25cm×25cm
30×30サイズ:30cm×30cm
【100枚入】 25×25サイズ:25cm×25cm

はさみを使わず手で切れる自着性包帯

ワンタッチロール

テープ固定や粘着包帯の刺激が気になる方、部位に。



【10巻入】
サイズ:5cm×3m

拭き取りにすぐれたエタノール含浸ウェットタオル

指定医薬部外品

ショードックスーパー

手指・皮膚の洗浄・消毒、介護用具やベッドまわりの清拭に便利。



【10枚入】 サイズ:150mm×300mm
【100枚入/詰替用100枚入】 サイズ:140mm×200mm
【250枚入/詰替用250枚入】 サイズ:150mm×300mm

エタノール76.9~81.4vol%

伸縮性を持たせた弾力ホータイ

フリータイ

屈伸の激しい関節部の固定にも、巻きくずれせずフィットします。



【6個入】
5×4.5 サイズ:5cm×4.5m
7.5×4.5 サイズ:7.5cm×4.5m
10×4.5 サイズ:10cm×4.5m
17.5×4.5 サイズ:17.5cm×4.5m


巻きづらい場所も簡単に固定

アミホータイ

伸縮自在でどんな部位にも簡単にフィットします。



1号【幅0.8cm×25m(伸長時)】:指
2号【幅2cm×25m(伸長時)】:掌・手首・足首
3号【幅2.5cm×25m(伸長時)】:肘・腕・足
4号【幅3.5cm×25m(伸長時)】:膝・肩
5号【幅5cm×25m(伸長時)】:頭・肩・大腿部
6号【幅7cm×25m(伸長時)】:胸・肩・腋・大腿部
7号【幅7.5cm×25m(伸長時)】:腰・胸・頭部



掲載商品一覧表

Main product catalog table with columns: 商品名, 掲載頁, 規格, 梱入数, 単品寸法, 梱寸法, JAN コード, ITF コード. Includes categories like 排泄ケア (排泄ケア), 応援介護 (応援介護), and 腰痛予防 (腰痛予防).



Continuation of the product catalog table, listing items like 口腔ケア (口腔ケア), 褥瘡ケア (褥瘡ケア), 感染対策・衛生ケア (感染対策・衛生ケア), マルチテトラゼ (滅菌済), and ソフキュアガーゼ (ソフキュアガーゼ).